



## LuK SERVICE INFO



# Zentrierstifte im Zweimassenschwungrad

## Unterschiedliche Durchmesser

Hersteller: Jaguar  
 Modell: S-Type  
 Motor: 3,0 Liter Benzin  
 LuK RepSet: 624 3803 09  
                   624 3803 33  
                   624 3806 09  
                   624 3806 33



Bild 1: Durchmesser der Zentrierstifte ermitteln

Bei dem aufgeführten Fahrzeugmodell können Zweimassenschwungräder (ZMS) mit unterschiedlichen Zentrierstiften eingebaut sein. Für die richtige Zuordnung des RepSets ist der Durchmesser der Zentrierstifte zu ermitteln.

Zentrierstift am ZMS	LuK RepSet
6 mm	624 3806 09 624 3806 33
10 mm	624 3803 09 624 3803 33

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REPERT Service Center: 00800 1753-3333\*

\*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

[www.repxpert.de](http://www.repxpert.de)

SCHAEFFLER  
**REPERT**